



Fisioterapia
DOMICILIARE

Linea Home Care
Apparecchiature per Fisioterapia Domiciliare.



MAGNETHOME

Magnetoterapia a campi magnetici pulsanti

Magnethome nasce dall'esperienza in campo professionale e propone in versione domiciliare le tipiche caratteristiche tecniche delle apparecchiature da studio.

Pratici programmi preimpostati catalogati per patologie semplificheranno la scelta applicativa per il miglior risultato terapeutico.

Gli applicatori rivestiti in materiale morbido e piacevole al tatto renderanno confortevole il trattamento anche nelle zone corporee solitamente più scomode da trattare.

La possibilità di programmare l'apparecchio fino ad un massimo di 6 ore consente di ottemperare a prescrizioni mediche specifiche di uso prolungato (ad esempio applicazioni protratte per tutta la notte).

E' possibile richiedere applicatori personalizzati (cerchio, piastra cervicale, piastra per anca).

Principali Indicazioni Terapeutiche

Artropatie, ritardo di consolidamento, pseudoartrosi, artrosi vertebrale, malattie infiammatorie e degenerative delle articolazioni, osteoporosi, piaghe da decubito, edemi.

Si consiglia sempre per la diagnosi e il controllo della terapia di avvalersi di un medico.

Caratteristiche tecniche

- N° 2 canali indipendenti
- Potenza 100 gauss livello piastra
- Frequenza fissa o con cambio automatico tra 5 Hz e 100 Hz
- Diametro applicatori 15 cm rivestiti in neoprene
- Modalità di lavoro personalizzabile o su programmi preimpostati

- Personalizzabile: scelta di erogazione fino a tre fasi con cambio automatico, ciascuna programmabile indipendentemente in frequenza e durata fino ad un massimo complessivo di 6 ore



SOUNDHOME

Ultrasuoniterapia

Prestazioni elevate e semplicità di utilizzo sono le principali caratteristiche dell'apparecchiatura Soundhome che propone modalità di lavoro preimpostate o personalizzate.

La testina di emissione a "basso profilo" (solo 3,5 cm di spessore) può essere agevolmente fissata sul distretto corporeo interessato tramite una comoda fascia in cotone elastico in dotazione. La testina è inoltre impermeabilizzata consentendo di effettuare trattamenti in acqua in sicurezza.

E' disponibile come accessorio opzionale un manipolo con superficie di emissione diam. 35mm per applicazioni più localizzate.

Principali Indicazioni Terapeutiche

Periostiti, tendiniti, artrosi, contratture muscolari, cicatrizzazioni, edemi organizzati, borsiti, sciatalgie, edemi post-traumatici, nevralgie.

Si consiglia sempre per la diagnosi e il controllo della terapia di avvalersi di un medico.



Caratteristiche tecniche

- N° 1 canale
- Manipolo con trasduttore di potenza 3 W
- Frequenza 1 MHz
- Modalità di lavoro: continua, frequenzata, pulsata
- Programmi: decalcificazioni, ritardi di ossificazione, dolore cronico, dolore acuto, muscolare, articolare
- Testina a basso profilo per applicazioni statiche

- Diametro superficie emissione 6 cm
- Testina a tenuta stagna per applicazioni in acqua
- Visualizzazione costante dei parametri impostati



ELETTROME

Elettroterapia

Elettrome è un utile strumento per la cura e il benessere del corpo che vanta caratteristiche professionali.

Due canali di uscita con regolazione di potenza indipendente consentono di effettuare un trattamento contemporaneo su differenti zone del corpo.

L'apparecchio offre la possibilità di scegliere tra impostare manualmente tutti i parametri di uscita per adeguare al massimo la terapia alle proprie esigenze terapeutiche o utilizzare i programmi predefiniti per una scelta più comoda e rapida.

Sul display sono costantemente visualizzati i parametri applicativi impostati.

Si possono utilizzare elettrodi adesivi per un'applicazione ancora più semplice o classici elettrodi in silicone conduttivo e sacchetto di spugna (disponibili come accessori opzionali).

Principali Indicazioni Terapeutiche

Epicondiliti, tonificazione muscolare, cervicaglie, potenziamento muscolare, borsiti, riscaldamento muscolare, lombalgie, lombalgie di origine non discale, nevralgie cervico brachiali, veicolazione farmaci, tendiniti, artrite reumatoide.

Si consiglia sempre per la diagnosi e il controllo della terapia di avvalersi di un medico.

Caratteristiche tecniche

- N° 2 canali indipendenti
- Regolazione dose separata
- Programmi di lavoro personalizzabili o preimpostati
- Visualizzazione costante dei parametri selezionati sul display
- Tensione di uscita stabilizzata

- Forme d'onda: jonodinamica, jonodinamica interrotta, impulso singolo, treno di impulsi, treno d'onda, tens, tens burst, agopuntura, alternata bifase
- Programmi: veicolante, antalgico, antalgico profondo, denervato grave, denervato medio, denervato leggero, tono, potenza, capillarizzazione, defaticamento, riscaldamento.



NASCE LA NUOVA LINEA DI APPARECCHIATURE DEDICATE AL PROFESSIONISTA DELLA RIABILITAZIONE DOMICILIARE E AL PAZIENTE CHE POTRÀ CONTARE SUL SUPPORTO DI UNA STRUMENTAZIONE SEMPLICE E ALLA AVANGUARDIA DA UTILIZZARE SEMPRE SOTTO IL CONTROLLO DIRETTO DEL MEDICO O DIETRO SUA PRESCRIZIONE.



- 1) Apparecchi compatti, di dimensioni e peso contenuti nonostante la varietà e la qualità professionale delle funzioni esibite.
- 2) Contenitore in alluminio a basso profilo con comode prese laterali per la movimentazione.
- 3) Pratica borsa in dotazione.

Il nuovo sistema **Golden Star** per la terapia domiciliare offre protocolli specifici per le applicazioni più utilizzate e la possibilità di impostare liberamente i parametri di lavoro per un risultato personalizzato e professionale.

Le dimensioni ridotte, la facilità e la sicurezza d'uso sono le sue caratteristiche principali.

È fornito con kit accessori standard completo, pronto per lavorare

N.B. I programmi personalizzabili sono riservati ad un impegno professionale del prodotto pertanto utilizzabili esclusivamente da terapisti o da medici.

Caratteristiche generali della serie HOME

Dimensioni (lxhxp)	25x7x15 cm
Peso apparecchiatura	1 Kg
Tensione di alimentazione	100-240 V 50-60 Hz
Massima potenza durante il funzionamento	50 W
Casse di sicurezza	II b
Classe di protezione	2Bf

DAL 1948 ALL' AVANGUARDIA NEL SETTORE MEDICALE



UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO 13485
CERTIFIED COMPANY

CE
0476

 **GOLDENSTAR**

Golden Star Srl

Via Enrico Pallini, 9 - 00149 Roma

Tel. +39 06 58 97 627

Fax +39 06 58 17 317

info@goldenstar.it

Numero Verde
800.61.45.45

WWW.GOLDENSTAR.IT